

Test Prenatales:

Sensibilidad y Especificidad

CROMOSOMA	N	SENSIBILIDAD	95% IC	ESPECIFICIDAD	95% IC	PRECISIÓN	95% IC
21	2114	>99,9% (130/130)	97,1% - 100%	99,90% (1982/1984)	99,63% - 99,97%	-	-
18	2038	>99,9% (41/41)	91,4% - 100%	99,90% (1995/1997)	99,64% - 99,97%	-	-
13	2028	>99,9% (26/26)	87,1% - 100%	99,90% (2000/2002)	99,64% - 99,97%	-	-
Resto cromosomas autosómicos	2033	>99,9% (27/28)	82,3% - 99,4%	99,80% (2001/2005)	99,49% - 99,92%	-	-
CNV ≥ 7 Mb	2031	>99,9% (20/27)	55,3% - 86,8%	99,80% (2000/2004)	99,49% - 99,92%	-	-
Monosomía X	2075	>99,9% (19/21)	69,62% - 98,83%	99,95% (2053/2054)	99,73% - 100,007%	-	-
XX	2075	>99,9% (1018/1018)	99,64% - 100%	99,81% (1055/1057)	99,32% - 99,98%	99,90%	99,65% - 99,99%
XY	2075	>99,9% (981/981)	99,62% - 100%	99,91% (1093/1094)	99,49% -100,00%	99,95%	99,73% - 100,00%
XXX/XXY/XY	Otras aneuploidías de los cromosomas sexuales serán informadas en caso de ser detectadas. Los datos de rendimiento son limitados debido al bajo número de casos.						
El mosaicismo de los cromosomas sexuales no puede ser diferenciado mediante esta técnica (ocurre con una frecuencia <0.3%). Pacientes con este mosaicismo tendrán un resultado dentro de una de las seis posibles categorías (Monosomía X, XXX, XXY, XYY, XX, XY).							

Descubre el Test Prenatal más adecuado para ti y al mejor precio exclusivo online en:
www.eurofins-megalab.com